

## Γιατί να επιλέξετε το **Flexi-T**;

Το **Flexi-T** αναπτύχθηκε με βάση μελέτες, χρησιμοποιώντας δεδομένα που ελήφθησαν από μετρήσεις κοιλότητας της μήτρας. Οι μελέτες περιλάμβαναν **795** γόνιμες γυναίκες όλων των ηλικιών και κατηγοριών γονέων (καμία προηγούμενη εγκυμοσύνη, μία προηγούμενη εγκυμοσύνη ή πολλές προηγούμενες εγκυμοσύνες). Με βάση τα δεδομένα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι διαστάσεις της μήτρας επηρεάζονται από τον αριθμό των προηγούμενων κυήσεων. Το **Flexi-T** αναπτύχθηκε με βάση αυτές τις γνώσεις. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μεγέθη: το τυπικό **IUD** για γυναίκες που έχουν ήδη αποκτήσει παιδιά και το μικρότερο **IUD** για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει πριν.

Το βέλτιστο σχήμα και το εύκαμπτο υλικό μειώνει τον κίνδυνο αποβολής και ελαχιστοποιεί τις πιθανές παρενέργειες, όπως κηλίδες και δυσφορία. Ο στενός σωλήνας εισαγωγής χωρίς έμβολο καθιστά το **Flexi-T** εύκολο στην εισαγωγή, ελαχιστοποιώντας την ενόχληση και η αφαίρεση είναι εύκολη και σχετικά ανώδυνη. Υπάρχει σχεδόν μηδενικός κίνδυνος διάτρησης λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών του **IUD** και της χρήσης του στενού σωλήνα εισαγωγής χωρίς έμβολο. Το **Flexi-T** σχεδιάστηκε για να ταιριάζει στην καμπύλη στο πάνω μέρος της μήτρας και είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Φιλικό προς το χρήστη και απλό, το **Flexi-T** καλύπτει τις ανάγκες των γατρών καθώς και των γυναικών που το φορούν.

Μια κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν **1150** γυναίκες όλων των ηλικιών και κατηγοριών γονέων (χωρίς εγκυμοσύνη, μία εγκυμοσύνη και πολλαπλές εγκυμοσύνες) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το **Flexi-T** είναι ασφαλές και προσφέρει στις γυναίκες υψηλό επίπεδο αντισυλληπτικής προστασίας.

Το **Flexi-T** είναι ένα **IUD** χωρίς ορμόνες που δεν επηρεάζει τη φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος. Μόλις εισαχθεί το **Flexi-T**, προσφέρει άμεση προστασία και η γυναίκα είναι ξανά γόνιμη μόλις αφαιρεθεί το **IUD**.

Ανθεκτικό, αξιόπιστο, χωρίς ορμόνες

Ποια μοντέλα **Flexi-T** είναι διαθέσιμα;

Το **Flexi-T** διατίθεται σε **4** μοντέλα: τα **Flexi-T 300**, **Flexi-T 300D**, **Flexi-T + 300** και **Flexi-T + 380**.

Το **Flexi-T** έχει μια άνετη λύση που ταιριάζει στις περισσότερες γυναίκες.

### **Flexi-T 300**

Το **Flexi-T 300** είναι το μικρότερο διαθέσιμο **IUD** χαλκού (μήκος **29 mm** και πλάτος **23 mm**, τυλιγμένο με σύρμα χαλκού **300 mm<sup>2</sup>**). Είναι ιδανικό για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει (ακόμη), καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι μηδενικές γυναίκες έχουν μικρότερες κοιλότητες της μήτρας. Αυτή είναι επίσης η ιδανική λύση για γυναίκες στην εμμηνόπαυση που εξακολουθούν

να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αντισύλληψη. Το **IUD** είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη.

Δεδομένου ότι το **Flexi-T** δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός.

Το **Flexi-T 300** προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας.

### **Flexi-T 300D**

Το **Flexi-T 300D** είναι το μικρότερο διαθέσιμο **IUD** χαλκού (μήκος **29 mm** και πλάτος **23 mm**, που περιέχει **300 mm<sup>2</sup>** χαλκού), παρόμοιο με το **Flexi-T 300**. Η διαφορά μεταξύ του **Flexi-T 300** και του **Flexi-T 300D** είναι πώς διανέμεται ο χαλκός. Ο κατακόρυφος άξονας του **Flexi-T 300D** είναι τυλιγμένος με σύρμα χαλκού **220 mm<sup>2</sup>**, συμπληρωμένος με χαλκό στους βραχίονες του σχήματος T για συνολικά **300 mm<sup>2</sup>** χαλκού. Το **Flexi-T 300D** είναι ιδανικό για γυναίκες και κορίτσια στην πιο γόνιμη περίοδο τους (από την πρώτη εμμηνορροία έως +/- **35** ετών) που δεν έχουν γεννήσει (ακόμη), καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι μηδενικές γυναίκες έχουν μικρότερες κοιλότητες της μήτρας. Το **IUD** είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη.

Δεδομένου ότι το **Flexi-T** δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός.

Το **Flexi-T 300D** προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας.

### **Flexi-T + 300**

Το **Flexi-T + 300** είναι η μεγαλύτερη έκδοση του **Flexi-T 300** (μήκος **32 mm** και πλάτος **28 mm**, τυλιγμένο με σύρμα χαλκού **300 mm<sup>2</sup>**) και ιδανικό για γυναίκες που έχουν γεννήσει ένα ή περισσότερα παιδιά, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η μήτρα είναι κάπως μεγαλύτερη μετά την εγκυμοσύνη. Το **IUD** είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη.

Οι γυναίκες που έχουν ιστορικό εντοπισμού καθ' όλη τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου τους μπορεί να θέλουν να επιλέξουν αυτόν τον τύπο.

Επειδή το **Flexi-T** δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός.

Το **Flexi-T + 300** προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας.

### **Flexi-T + 380**

Παρόμοια με το **Flexi-T + 300**, το **Flexi-T + 380** είναι μια μεγαλύτερη έκδοση του **Flexi-T 300** (μήκους **32 mm** και πλάτους **28 mm**, που περιέχει **380 mm<sup>2</sup>** χαλκού). Η διαφορά μεταξύ του **Flexi-T + 300** και του **Flexi-T + 380** είναι η ποσότητα χαλκού και ο τρόπος διανομής του. Ο κάθετος άξονας του **Flexi-T + 380** είναι τυλιγμένος με σύρμα χαλκού **300 mm<sup>2</sup>**, συμπληρωμένος με χαλκό στους βραχίονες του σχήματος T (για συνολικά **380 mm<sup>2</sup>** χαλκού), ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα.

Αυτό το **IUD** είναι ιδανικό για γυναίκες στην πιο γόνιμη περίοδο (**20-35 ετών**) που έχουν γεννήσει ένα ή περισσότερα παιδιά, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η μήτρα είναι κάπως μεγαλύτερη μετά την εγκυμοσύνη. Το **IUD** είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη.

Δεδομένου ότι το **Flexi-T** δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός.

Το **Flexi-T + 380** προσφέρει **5 χρόνια** βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας.